

Norma	Diluizione	Tempo di contatto	Temperatura	Organismi
EN 13697 - Battericida Condizioni di pulito	1 tab in 5 L d'acqua	5 minuti	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia Coli</i>
EN 13697 - Lieviticida Condizioni di pulito	1 tab in 5 L d'acqua	15 minuti	20°C	<i>Candida Albicans</i>
EN 1276 - Battericida Condizioni di pulito	1 tab in 5 L d'acqua	5 minuti	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia Coli</i>
EN 1276 - Battericida Addizionale Condizioni di pulito	1 tab in 10 L d'acqua	5 minuti	20°C	<i>Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes</i>
EN 1650 - Lieviticida Condizioni di pulito	1 tab in 5 L d'acqua	15 minuti	20°C	<i>Candida Albicans</i>
EN 14476 - Virucida Condizioni di pulito	1 tab in 1 L d'acqua	60 minuti	20°C	<i>Poliovirus type1, Adenovirus type 5, Murine norovirus</i>
EN 16777 - Virucida Condizioni di pulito	1 tab in 1 L d'acqua	60 minuti	20°C	<i>Adenovirus type 5, Murine norovirus</i>